

Sporexin plus detersonic - Disinfettante per ultrasuoni



Sporexin plus detersonic è una soluzione concentrata di polifenoli ad attività disinfettante, detergente.

Composizione: Fenolo g 4,5, p-cloro-m-cresolo g 9,5, o-fenil-fenolo g 5, tensioattivi anionici e non ionici, eccipienti ed H₂O depurata q.b. a ml 100.

Efficacia: Soluzione ad azione tuberculocida, battericida, virucida, fungicida, incluso il Mycobacterium tuberculosis. Associa al potere detergente l'attività antimicrobica ad ampio spettro dei polifenoli. Non viene inattivato dai materiali organici. Le soluzioni d'uso all'1% sono innocue per la cute. Tempi di contatto: 10 minuti.

Campi di impiego: Si usa sempre diluito all'1% per:

- detersione e disinfezione di dispositivi medici, prima del loro avvio alla sterilizzazione;
- immersione di strumenti taglienti o appuntiti, immediatamente dopo l'uso, in ottemperanza al D.L. 28 settembre 1990.

L'uso di ultrasuoni riduce i tempi di pulizia e disinfezione dei dispositivi immersi.

Confezioni: Flacone da 1000 ml.

cod: 54/0721507