

Benodent- Collutorio CLX 0,2%



Benodent Trattamento intensivo per la riduzione della carica batterica. Clorexidina 0,2%. Uso esterno.

Composizione: Acqua, sorbitol, propylene glycol, alcohol, xylitol, chlorhexidine digluconate, sodium saccharin, parfum, basic blue 9, C.I. 19140

Indicazioni: Benodent Clx 0,2 è particolarmente indicato prima e dopo estrazioni, piccoli interventi, detartrasi e per il trattamento antiplacca intensivo e di mantenimento. Benodent esplica una azione antiplacca continua e prolungata nel tempo per la proprietà della clorexidina di fissarsi a lungo sulle mucose, gengive e smalto dei denti.

Modalità d'uso: Trattamento intensivo (5-7 giorni): utilizzare 15 ml di collutorio ed effettuare uno sciacquo di 30 secondi due volte al giorno. Trattamento di mantenimento (15 giorni): miscelare 10 ml di collutorio e 10 ml di acqua. Effettuare uno sciacquo di 30 secondi due volte al giorno.

Confezioni:

- Astuccio contenente 2 flaconi da 1000 ml **500 ml CLX 0,2% cod: 3012**
- Flacone da 500 ml **2x1lt. CLX 0,2% cod: 54/0821508**