

ISACLEAN[®] SPRAY



**SOLUZIONE DETERGENTE E DISINFETTANTE
PRONTA ALL'USO**




New

AMPIO SPETTRO D'AZIONE

SICURO PER GLI OPERATORI

COMPATIBILE CON DISPOSITIVI MEDICI



ISAZONE[®]

**MOLECOLA BREVETTATA
DI ULTIMA GENERAZIONE**



WORLD OF STERILISATION

ISACLEAN[®] SPRAY

SOLUZIONE DETERGENTE E DISINFETTANTE PER DISPOSITIVI MEDICI



 Detergente, disinfettante con ampio spettro d'azione contro i batteri gram +, gram -, funghi, micobatteri e virus.

L'associazione **isazone-benzalconio cloruro e clorexidina digluconato** implementa la rapidità d'azione (Efficace a partire dal 2' minuto di attività!). Utilizzabile per la disinfezione dei dispositivi medici (manipoli, turbine etc).

 Soluzione detergente e disinfettante pronta all'uso

 Efficace in 10 minuti

 Ampio spettro d'azione (micobattericida)

 Testato in Clean & Dirty Condition

 Esente da sostanze cancerogene, mutagene e tossiche

 Attività residuale batteriostatica

 Di facile utilizzo



Confezionamento:
Astuccio contenente
5 flacone da 500 ml e
2 spruzzatori
(Cod. 550020)

REV.08 -01 - 2014 ITA