

# Proteazione OD - Pre-sterilizzante



**Proteazione OD** è una soluzione concentrata decontaminante a formulazione bilanciata, sinergizzata con Adazone per dispositivi odontoiatrici.

**Composizione:** Adazone g 0,02 - miscela plurienzimatica (amilasi, lipasi, proteasi, carboidrasi) g 2,000 - complesso germicida surfattante lineare ( $R = C_{10} \div C_{14}$ ) G 25,000 - DTPA g 0,070 conformulanti ed acqua depurata q.b. a 100 ml.

**Efficacia:** Microbattericida, battericida, virucida (HIV, HBV, HCV) e fungicida, specifica per l'eliminazione del biofilm microbico. Diluito al 2% (20 ml in 1 litro d'acqua) è attivo in 5 minuti. Diluito al 1% (10 ml in 1 litro d'acqua) è attivo in 10 minuti.

**Campi di impiego:** Lavaggio, detersione e disinfezione di strumenti, attrezzature e dispositivi medici in ambulatori odontoiatrici. E' utilizzabile in vasche aperte e ad ultrasuoni.

**Confezione:** Flacone da 1000 ml.

**cod: 54/0720027**